



TEST	APPAREIL	CONTENANT	ORDRE DE PASSAGE D'UN TUBE SUR 2 ANALYSEURS
AMBOISE			
GDS, IONO, GLUCOSE, CALCIUM, BILIRUBINE	ABL90	Seringue GDS héparinée	1
CREATININE	I-STAT	Seringue GDS héparinée	2
TP-INR	I-STAT	Goutte de sang au doigt	
CRP	AQT90	Tube EDTA 5 ml (bouchon violet)	1
TROPONINE		Tube EDTA 5 ml (bouchon violet)	
NT-proBNP		Tube EDTA 5 ml (bouchon violet)	
D-DIMERES		Tube EDTA 5 ml (bouchon violet)	
NFS-Plaquettes	poch-100i	Tube EDTA 5 ml (bouchon violet)	2
CHÂTEAU-RENAULT			
GAZ DU SANG (GDS)	ABL 80	Seringue GDS héparinée	